

Lapin Anti-Humain Kir2DL4/Cd158D Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q99706

Numéro d'article: CM0010338



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le KIR2DL4/CD158d humain (UniProt Q99706) pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la régulation des cellules NK et des interactions HLA-G dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain KIR2DL4/CD158d mAb
Remarques/Alias	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; récepteur immunoglobuline-like des cellules tueuses 2DL4
Espèce	Humain
ID de Gène	3805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-242 du KIR2DL4/CD158d humain (NP_002246.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99706
Poids Protéique	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace