

Lapin Anti-Humain Klrg1 Polymab® Pour Fc - Q96E93

Numéro d'article: CM0005094



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain KLRG1 conjugué à pour la cytométrie en flux. Réagit spécifiquement avec le KLRG1 humain, un récepteur inhibiteur sur les cellules NK et T. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain KLRG1 PolymAb®
Remarques/Alias	2F1 ; MAFA ; MAFA-L ; CLEC15A ; MAFA-2F1 ; MAFA-LIKE
Espèce	Humain
GeneID	10219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-195 du KLRG1 humain (NP_001316028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96E93
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace