

Polymab® De Lapin Anti-Klrg1 Humain Pour La Cytométrie En Flux - Q96E93

Numéro d'article: CM0009812



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin conjugué à l'et ciblant le KLRG1 humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît un récepteur inhibiteur de 22 kDa exprimé sur les cellules NK et les lymphocytes T CD8+. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-KLRG1 humain
Remarques/alias	2F1 ; MAFA ; MAFA-L ; CLEC15A ; MAFA-2F1 ; MAFA-LIKE
Espèce	Humaine
ID du gène	10219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-195 du KLRG1 humain (NP_001316028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96E93
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace