


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère Lambda Humaine Pour Cytométrie En Flux - P0Cg04

Numéro d'article: CM0008083



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la région constante de la chaîne légère lambda des immunoglobulines humaines. Validé pour l'analyse par cytométrie en flux (FC) d'échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B et l'immunité humorale ; immunogène recombinant (aa 1-106), ~11kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-chaîne légère Lambda humaine mAb
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la chaîne légère Lambda humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0CG04
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace