


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère Lambda Humaine Pour La Cytométrie En Flux - P0Cg04

Numéro d'article: CM0005319



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la chaîne légère lambda humaine, conjugué à pour la cytométrie en flux. Validé pour des échantillons humains dans la recherche immunologique. Swiss-Prot : P0CG04.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-chaîne légère Lambda humaine
Espèce	Humain
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la chaîne légère Lambda humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0CG04
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace