


Lapin Anti-Humain Lamp1/Cd107A Mab - P11279

Numéro d'article: CM0009494



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indigé contre le LAMP1/CD107a humain pour cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour des échantillons humains, cible la glycoprotéine 1 de la membrane lysosomale. Convient pour la recherche sur la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain LAMP1/CD107a mAb
Remarques/Alias	LAMP1; CD107a; LGP120
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3916
GeneID	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-382 du LAMP1/CD107a humain (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11279
Poids de la protéine	38kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace