


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Lamp1/Cd107A Conjugué Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P11279

Numéro d'article: CM0010965



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le LAMP1/CD107a humain, conjugué à et validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour étudier la fonction lysosomale, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain LAMP1/CD107a conjugué
Remarques/Alias	LAMPA ; CD107a ; LGP120
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3916
GeneID	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-382 du LAMP1/CD107a humain (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11279
Poids moléculaire de la protéine	38kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace