


Lapin Anti-Humain Lamp1/Cd107A Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P11279

Numéro d'article: CM0008904



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le LAMP1/CD107a humain. Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra) afin de détecter une glycoprotéine de membrane lysosomale de 38-45 kDa impliquée dans la biogenèse des lysosomes et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain LAMP1/CD107a mAb
Remarques/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-382 du LAMP1/CD107a humain (NP_005552.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P11279
Poids Protéique	38kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace