


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lamp1/Cd107A Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P11279

Numéro d'article: CM0008244



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant LAMP1/CD107a humain (SWISS : P11279) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour la recherche sur la fonction lysosomale, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-LAMP1/CD107a humain
Remarques/Alias	LAMPA ; CD107a ; LGP120
Espèce	Humaine
GenelD	3916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-382 de LAMP1/CD107a humain (NP_005552.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P11279
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa/45 kDa
Expédition	Pack réfrigérant