

## Lapin Anti-Humain Lamp2 Mac Pour If/Icc Et Fc (Intra) - P13473

Numéro d'article: CM0004520



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain LAMP2 conjugué à I', validé pour l'IF/ICC et la cytométrie en flux intracellulaire. Cible la protéine de membrane lysosomale LAMP2 (CD107b) pour la recherche sur l'autophagie, la biogenèse des lysosomes et les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Lapin anti-Humain LAMP2 mAc                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110                                                                                   |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 3920                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de LAMP2 humaine (NP_002285.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                        |
| Application        | IF/ICC, FC (intra)                                                                                                           |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                       |
| SWISS              | P13473                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 44kDa/45kDa                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |