

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lamp2 Humain Pour If/Icc Et Cytométrie En Flux Intracellulaire - P13473

Numéro d'article: CM0011700



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre LAMP2 humain (CD107b). Validé pour l'IF/ICC et la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit avec les échantillons humains. Cible la glycoprotéine membranaire lysosomale 2, impliquée dans l'autophagie et la fonction lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-LAMP2 humain
Remarques/Alias	DND ; LAMPB ; CD107b ; LAMP-2 ; LGP-96 ; LGP110
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3920
GeneID	3920
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13473
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa/45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant