

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lamp2 Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P13473

Numéro d'article: CM0010713



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant la LAMP2 humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour les études sur la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et l'autophagie médiée par les chaperonnes. Réactivité par espèce : humaine. SWISS : P13473.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human LAMP2 mAb
Remarques / Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3920
GeneID	3920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de la LAMP2 humaine (NP_002285.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13473
Poids de la protéine	44kDa/45kDa
Expédition	Sac isotherme