

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Humain Lifr/Cd118 Pour Fc - P42702

Numéro d'article: CM0010701



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre LIFR/CD118 humain, directement conjugué avec ABflo 647 pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le LIFR humain, un récepteur de membrane cellulaire d'environ 124 kDa impliqué dans la signalisation par les cytokines. Adapté à la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Humain LIFR/CD118
Remarques / Alias	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3977
Identifiant du gène	3977
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42702
Poids de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace