

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lilra2/Cd85H Humain Pour If/Icc, Fc - Q8N149

Numéro d'article: CM0008881



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant LILRA2/CD85h humain (ILT1/LIR7). Validé pour l'IF/ICC et la cytométrie en flux. Réagit avec l'humain. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les infections microbiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-LILRA2/CD85h humain
Remarques/Alias	ILT1 ; LIR7 ; CD85H ; LIR-7
Espèce	Humain
ID du gène	11027 (humain)
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N149
Poids de la protéine	53 kDa/51 kDa/48 kDa/47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant