

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Humain Pour Fc - Q8Nhj6

Numéro d'article: CM0012707



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre le LILRB4/CD85k/ILT3 humain (Q8NHJ6). Conçu pour la cytométrie en flux, il cible un récepteur immunitaire inhibiteur impliqué dans la tolérance immunitaire et la régulation des monocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-LILRB4/CD85k/ILT3 humain
Remarques/alias	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11006
GeneID	11006
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8NHJ6
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace