


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mégaline/Lrp2 Humaine Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P98164

Numéro d'article: CM0008838



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la mégaline/LRP2 humaine, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire afin d'étudier ce grand récepteur endocytaire dans le rein, le placenta et le cerveau. SWISS : P98164.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Mégaline/LRP2 humaine mAb
Remarques/Alias	LRP2 ; DBS ; GP330 ; protéine liée au récepteur LDL 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4036
GeneID	4036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4446-4655 de la mégaline/LRP2 humaine (NP_004516.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P98164
Poids de la protéine	521kDa
Expédition	Sac de glace