


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Megalin/Lrp2 Humain Pour If-P Et Fc (Intracellulaire) - P98164

Numéro d'article: CM0007774



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine Megalin/LRP2, conjugué à I'. Validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux intracellulaire. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour les études sur les récepteurs endocytiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Megalin/LRP2 humain
Remarques / Alias	LRP2; DBS; GP330; LDL receptor related protein 2
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	4036
GeneID	4036
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4446-4655 de la protéine humaine Megalin/LRP2 (NP_004516.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IF-P, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P98164
Poids de la protéine	521 kDa
Expédition	Sacheur de glace