


Lapin Anti-Humain Mertk Mab Pour Fc - Q12866

Numéro d'article: CM0008095



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain MERTK conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec le MERTK humain.

Immunogène : protéine recombinante. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la phagocytose et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain MERTK mAb
Remarques/Alias	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tyrosine-protéine kinase Mer
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10461
ID de gène	10461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-499 du MERTK humain (NP_006334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12866
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace