


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mertk Humain Pour Fc - Q12866

Numéro d'article: CM0008044



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le MERTK humain (MerTK), un récepteur à activité tyrosine kinase. Validé pour la cytométrie en flux. Cible les voies de survie, de migration et de phagocytose cellulaires. Idéal pour la recherche en oncologie et en immunologie humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-MERTK humain
Remarques/Alias	MERTK ; MER ; RP38 ; Tyro12 ; c-Eyk ; c-mer ; tyrosine-protein kinase Mer
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10461
GeneID	10461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 26-499 du MERTK humain (NP_006334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q12866
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace