


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mertk Humain Conjugué Pour Fc - Q12866

Numéro d'article: CM0004709



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le MERTK humain (Mer tyrosine kinase) validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude du MERTK dans l'efferocytose, le cancer et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-MERTK humain                                                                             |
| Remarques/Alias                  | MERTK ; MER ; RP38 ; Tyro12 ; c-Eyk ; c-mer ; tyrosine-protéine kinase Mer                                                  |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                      |
| GeneID                           | 10461                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-499 du MERTK humain (NP_006334.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application                      | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                      |
| SWISS                            | Q12866                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 110 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |