

Lapin Anti-Humain Mica/Micb Mab - Q29983 / Q29980

Numéro d'article: CM0004819



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirigé contre le MICA/MICB humain, adapté pour la cytométrie en flux. Cible les ligands NKG2D induits par le stress exprimés sur diverses cellules épithéliales et tumorales, aidant ainsi aux études de surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain MICA/MICB mAb
Remarques/Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Espèce	Humain
ID de gène	100507436/4277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-298 du MICB humain (NP_005922.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q29983/Q29980
Poids de la protéine	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace