

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mica/Micb Humain Pour Cytométrie En Flux - Q29983 / Q29980

Numéro d'article: CM0012053



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine MICA/MICB humaine, destiné à la cytométrie en flux. Il réagit spécifiquement avec des échantillons humains et est idéal pour la détection de cellules immunitaires et les études de recherche sur les ligands de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-MICA/MICB humain
Remarques / Alias	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-298 de la MICB humaine (NP_005922.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q29983/Q29980
Poids de la protéine	4 kDa/31 kDa/37 kDa/43 kDa
Expédition	Sac de glace