


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Mmp9 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P14780

Numéro d'article: CM0004099



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la MMP9 humaine pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé sur des échantillons humains, il détecte la gélatinase B de 78 kDa, une protéine impliquée dans le remodelage de la matrice extracellulaire et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain MMP9
Remarques/Alias	MMP9 ; CLG4B ; GELB ; MANDP2 ; MMP-9 ; matrix metallopeptidase 9
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	4318
ID Gène	4318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-707 de la MMP9 humaine (NP_004985.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14780
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace