

Mab Rabbit Anti-Homme Mrc2 - Q9Ubg0

Numéro d'article: CM0011636



Introduction

mAb Rabbit anti-Homme MRC2 pour des applications en cytométrie en flux (FC). Réactivité croisée avec l'espèce humaine. Idéal pour la recherche sur l'endocytose et le remodelage de la matrice extracellulaire. Masse protéique de 167 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Homme MRC2
Remarques / Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Espèce	Homme
GeneID (Homme)	9902
GeneID	9902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-513 de la protéine MRC2 humaine (NP_006030.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q9UBG0
Masse protéique	167 kDa
Expédition	Sachet de glace