

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Mrc2 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9Ubg0

Numéro d'article: CM0005736



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué cible le MRC2 humain (CD280, ENDO180, UPARAP), un récepteur de type C mannose impliqué dans l'internalisation du collagène et le remodelage de la matrice. Validé pour les applications de cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain MRC2
Remarques/Alias	CD280 ; UPARAP ; CLEC13E ; ENDO180
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9902
GeneID	9902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-513 du MRC2 humain (NP_006030.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBG0
Poids moléculaire protéique	167 kDa
Expédition	Sac de glace