

Mab Lapin Anti-Humain Nectin-1/Cd111 Pour Fc - Q15223

Numéro d'article: CM0009579



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine Nectin-1/CD111, une molécule d'adhésion cellulaire et récepteur d'entrée pour l'herpèsvirus. Validé pour la cytométrie en flux, il facilite la recherche sur le développement neural et la pathogenèse virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain Nectin-1/CD111
Remarques / Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5818
ID du gène	5818
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 334 de la protéine humaine Nectin-1/CD111 (NP_002846.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15223
Poids de la protéine	57kDa/51kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace