

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Nectin-1/Cd111 Conjugué Pour Fc - Q15223

Numéro d'article: CM0005282



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la Nectine-1/CD111 humaine pour cytométrie en flux. Validé sur échantillons humains, reconnaît une protéine de 57/51/39 kDa. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, le neurodéveloppement et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Nectin-1/CD111 mAb
Remarques/Alias	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5818
GeneID	5818
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de la Nectine-1/CD111 humaine (NP_002846.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15223
Poids moléculaire	57kDa/51kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace