

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Nectine-4 Humaine Pour Fc - Q96Ny8

Numéro d'article: CM0007741



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la Nectine-4 (PVRL4) humaine, validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à la recherche sur l'adhésion cellulaire, le carcinome mammaire et le récepteur du virus de la rougeole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Nectine-4 humaine
Remarques / Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectine-4
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	81607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-146 de la Nectine-4 humaine (NP_112178.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96NY8
Poids de la protéine	24kDa/55kDa
Expédition	Sachet de glace