

Anticorps Monoclonal Anti-Nectine-4 Humain De Lapin Pour Cytométrie En Flux - Q96Ny8

Numéro d'article: CM0010567



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la Nectine-4 humaine, validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec des échantillons humains, adapté à la recherche sur le cancer et aux études sur les récepteurs du virus de la rougeole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Nectine-4 humain de lapin
Remarques / Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectine-4
Espèce	Humain
GeneID	81607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-146 de la Nectine-4 humaine (NP_112178.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96NY8
Poids protéique	24kDa/55kDa
Expédition	Sac de glace