

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ng2 Humain Pour Fc - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0012632



Introduction

mAb de lapin anti-NG2 humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CSPG4/NG2 humain, un protéoglycane de 251 kDa impliqué dans la prolifération, la migration cellulaires et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NG2 humain
Remarques/Alias	NG2 ; MCSP ; MCSPG ; MSK16 ; CSPG4A ; HMW-MAA ; MEL-CSPG
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1464
ID du gène	1464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1583-2224 du NG2 humain (NP_001888.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6UVK1
Poids de la protéine	251 kDa
Expédition	Sac de glace