

Lapin Anti-Humain Ng2 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q6Uvk1

Numéro d'article: CM0009846



Introduction

Lapin anti-Humain NG2 Anticorps Monoclonal (clone non spécifié) pour cytométrie en flux. Réagit avec le protéoglycane de chondroïtine sulfate NG2 humain, impliqué dans la migration et la prolifération cellulaires. Convient pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain NG2 mAb
Remarques/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1464
GeneID	1464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1583-2224 du NG2 humain (NP_001888.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6UVK1
Poids moléculaire	251kDa
Expédition	Sac de glace