

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Nt5E/Cd73 Pour Cf - P21589

Numéro d'article: CM0012408



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre NT5E/CD73 humain, validé pour la cytométrie en flux (CF). Cible l'ecto-5'-nucléotidase, une enzyme membranaire ancrée par GPI qui hydrolyse l'AMP. Adapté à la recherche en immuno-oncologie et sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain NT5E/CD73
Remarques / Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4907
Identifiant du gène	4907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-547 de NT5E/CD73 humain (NP_002517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21589
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sachet de glace