


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Opn1Lw/Opn1Mw Pour Cytométrie En Flux - P04000 / P04001

Numéro d'article: CM0007862



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant OPN1LW et OPN1MW humains, validé pour la cytométrie en flux. Convient aux recherches sur la fonction des photorécepteurs coniques et la vision des couleurs rouge/vert.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-humain OPN1LW/OPN1MW
Remarques/Alias	CBP ; RCP ; ROP ; CBBM ; COD5 ; CBD ; GCP ; GOP ; OPN1MW1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-48 de OPN1LW/OPN1MW humain (NP_064445.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P04000/P04001
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace