


Mab Lapin Anti-Opn1Lw/Opn1Mw Humain - P04000 / P04001

Numéro d'article: CM0011623



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'haute performance ciblant les opsines OPN1LW/OPN1MW humaines pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur la vision trichromatique et les photorécepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-OPN1LW/OPN1MW humain
Remarques / Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-48 de l'OPN1LW/OPN1MW humain (NP_064445.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04000/P04001
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace