


Lapin Anti-Humain Opn1Lw/Opn1Mw Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P04000 / P04001

Numéro d'article: CM0004115



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain OPN1LW/OPN1MW conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible les opsines des cônes sensibles au rouge (OPN1LW) et au vert (OPN1MW), adapté pour la recherche rétinienne et les études sur la vision des couleurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain OPN1LW/OPN1MW mAb
Remarques/Alias	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5956/2652
GeneID	5956/2652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-48 de l'OPN1LW/OPN1MW humain (NP_064445.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P04000/P04001
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace