


Mab Lapin Anti-P-Cadhérine Humaine - P22223

Numéro d'article: CM0010429



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy3) dirigé contre la P-cadhérine humaine (CDH3) pour cytométrie en flux. Détecte la P-cadhérine humaine dans les tissus épithéliaux et les carcinomes, idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-P-cadhérine humaine
Remarques / Alias	CDHP; HJMD; PCAD
Espèce cible	Humain
ID du gène	1001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108 à 654 de la P-cadhérine humaine (NP_001784.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22223
Poids moléculaire de la protéine	87 kDa / 91 kDa
Expédition	Sachet de glace