


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P-Cadhérine Humaine Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P22223

Numéro d'article: CM0009580



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la P-cadhérine humaine (CDH3) pour la cytométrie en flux. Reconnaît la cadhérine-3 dans les tissus épithéliaux et les cellules cancéreuses ; utile pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-P-cadhérine humaine
Remarques/Alias	CDHP ; HJMD ; PCAD
Espèce	Humain
GeneID	1001
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-654 de la P-cadhérine humaine (NP_001784.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22223
Poids moléculaire de la protéine	87 kDa / 91 kDa
Expédition	Sac de glace