

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Human P4Hb Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P07237

Numéro d'article: CM0009674



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le P4HB humain (protéine disulfure-isomérase). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire, détectant une protéine de 57 kDa. Convient aux études sur le repliement des protéines et le stress du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human P4HB mAb
Remarques/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5034
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 329-508 du P4HB humain (NP_000909.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07237
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace