

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pcsk9 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8Nbp7

Numéro d'article: CM0012644



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le PCSK9 humain (Q8NBP7). Validé pour les applications de cytométrie en flux intracellulaire. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 31-692 du PCSK9 humain. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-PCSK9 humain
Remarques/Alias	FH3 ; PC9 ; FHCL3 ; NARC1 ; LDLCQ1 ; NARC-1 ; HCHOLA3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	255738
GeneID	255738
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-692 du PCSK9 humain (NP_777596.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NBP7
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Avec poche de glace