

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-L1/Cd274 Humain - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0007854



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le PD-L1/CD274 humain (B7-H1, PDCD1LG1). Validé pour la cytométrie en flux, soutenant la recherche sur le blocage des points de contrôle immunitaires et l'immunothérapie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PD-L1/CD274 humain
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29126
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZQ7
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace