

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-L1/Cd274 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0007976



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant PD-L1/CD274 humain (B7-H1, PDL1). Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires et les études d'immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-PD-L1/CD274 humain
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	29126
ID du gène	29126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NZQ7
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant