

Lapin Anti-Humain Perforin Mab Pour Fc (Intra) - P14222

Numéro d'article: CM0009936

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la perforine humaine (PRF1) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour des échantillons humains ; détecte une protéine de 61 kDa. Convient pour la recherche sur la cytotoxicité des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Perforin mAb
Remarques/Alias	P1 ; PFP ; HPLH2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-555 de la perforine humaine (NP_005032.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14222
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace