


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Phospho-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55Γ (Y199) Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P27986 / O00459 / Q92569

Numéro d'article: CM0001539



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' spécifique des sous-unités régulatrices phosphorylées de PI3K p85α (Y467), p85β (Y464) et p55γ (Y199). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire afin d'analyser la signalisation PI3K/AKT dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain Phospho-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
Remarques/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5295/5296/8503
ID de gène	5295/5296/8503
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Poids de la protéine	42-54kDa/81-84kDa
Expédition	Sac de glace