


Lapin Anti-Humain Phospho-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55 γ (Y199) Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P27986 / O00459 / Q92569

Numéro d'article: CM0001362



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant les sous-unités régulatrices phosphorylées de PI3K p85 α (Y467), p85 β (Y464) et p55 γ (Y199). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Utile pour l'étude de la signalisation PI3K/AKT dans les cellules humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain Phospho-PI3KP85 α -Y467+P85 β -Y464+P55 γ -Y199 mAb
Remarques/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y467 de PI3KP85 α humain (NP_852664.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Poids Protéique	42-54kDa/81-84kDa
Expédition	Sac de glace