


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Phospho-PI3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 - P27986 / O00459 / Q92569

Numéro d'article: CM0001913



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le phospho-PI3K p85α humain (Y467), p85β (Y464) et p55γ (Y199). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Idéal pour étudier la signalisation PI3K/AKT dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain Phospho-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199
Remarques/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5295/5296/8503
GenelD	5295/5296/8503
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y467 du PI3Kp85α humain (NP_852664.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Poids moléculaire protéique	42-54kDa/81-84kDa
Expédition	Sac de glace