

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plzf Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q05516

Numéro d'article: CM0012302



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le PLZF humain (ZBTB16), un répresseur transcriptionnel impliqué dans la maturation myéloïde. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-PLZF humain de lapin
Remarques/Alias	PLZF ; ZNF145
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 6 à 137 du PLZF humain (NP_005997.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q05516
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac réfrigérant