

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plzf Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q05516

Numéro d'article: CM0009307



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le PLZF humain (ZBTB16). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réactivité : Humain. Explorez les mécanismes de répression transcriptionnelle et de différenciation myéloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-PLZF humain mAb
Remarques/Alias	PLZF; ZNF145
Espèce	Humain
ID de gène	7704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 6-137 du PLZF humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q05516
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace