

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Podoplanine Humaine Pour Cytométrie En Flux - Q86YI7

Numéro d'article: CM0009632



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à contre la Podoplanine humaine (PDPN), validé pour la cytométrie en flux. Utile pour l'étude de la migration cellulaire, de l'adhésion, de la biologie lymphatique et de la progression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-Podoplanine humaine
Remarques/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
Espèce	Humaine
GeneID	10630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-123 de la Podoplanine humaine (NM_006474.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86YL7
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa/16 kDa/18 kDa/24 kDa
Expédition	Sac de glace