


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Podoplanine Humaine Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - Q86YI7

Numéro d'article: CM0012330



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la podoplanine humaine (PDPN/Aggrus/Gp36). Validé pour la cytométrie en flux, réactivité croisée humaine. Convient aux études sur la biologie du cancer, le système lymphatique et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-Podoplanine humaine conjugué à l'
Remarques/Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T1A; podoplanine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10630
GeneID	10630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-123 de la podoplanine humaine (NM_006474.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86YL7
Poids de la protéine	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Expédition	Sac de glace