


Lapin Anticorps Monoclonal Anti-Human Pth1R () Pour Cytométrie En Flux - Q03431

Numéro d'article: CM0010046



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PTH1R humain, conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Le récepteur de l'hormone parathyroïdienne 1 (PTH1R) est un récepteur couplé aux protéines G impliqué dans l'homéostasie du calcium. Idéal pour la recherche et les applications de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human PTH1R mAb
Remarques/Alias	PFE; EKNS; PTHR; PTHR1
Espèce	Humain
ID de gène	5745
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-188 du PTH1R humain (NP_000307.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q03431
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace